




#3200 D42×W(片側)10×H2cm 重さ(片側)0.9kg  
 カバー付 ¥17,600 (税抜)  
 替えカバー: ¥1,200 (税抜)



〈#3200カバー取付例〉  
 ボタンとフックで固定します。  
 ※カバーの色は予告なく  
 変更することがございます。




#3300 D42×W42×H1.5cm  
 A21×B31cm 重さ1.9Kg  
 カバーなし(裏面マジックテープ付)  
 ¥17,600 (税抜)

シャワーや温座付など便座の快適性は向上しましたが、座り心地は改善されることなく、痩せ気味の方や長時間トイレを利用される方には悩みの一つでした。アクションパッドは、こんなところでも快適な座り心地を実現し、心やすらぐトイレタイムをお届けします。また、シャワーチェアでもご利用いただけます。

## 特浴用アクションパッド

「背中を洗う時に腰骨の辺りを痛がる」、「スタッフが支え続けなければいけない」そんな問題をすべて解決します。大切なご利用者様の快適性を上げ、スタッフの方の負担を軽くできる。

そんな「あったらいいな」のご要望を形にしました！



#40690

### 特浴用ポジションナー

体の両サイドから仰臥位を保持したり、背中を洗う時に腹部側に使用します。

大サイズ(カバー付) #40690  
 D20(A)×W40(B)×H10(C)cm  
 重 量: 4.7Kg

¥40,700 (税抜)


替えカバー: ¥2,000 (税抜)

小サイズ(カバー付) #40691  
 D20(A)×W20(B)×H10(C)cm  
 重 量: 2.4Kg

¥31,500 (税抜)

替えカバー: ¥1,600 (税抜)

\*ご使用例( #40690 2個)



#40691 カバー付

### 特浴用平状パッド

背中を洗うため、側臥位をとった時に、腰骨の痛みを軽減させます。

平状(カバーなし) #40692

D45×W30×H1.3cm  
 重 量: 1.9Kg

¥18,000 (税抜)



## からだに優しい新素材 アクションパッドの優れた効果

### 圧力分散効果

アクションパッドは、体圧を分散させる機能に優れています。ここで紹介しているのは、その実験結果です。スポンジと比較した結果、優れた復元力を発揮しました。また、体位交換などにおける荷重の変化には、ひずみ率、応用荷重率の高さで対応。不均衡な圧力配分による圧迫を防ぐ効果を実証されています。さらに、

圧力分散比率の測定では、荷重を極限まで分散させ圧力を一点に集中させない優秀性が明らかになりました。


全てのデータが示すように、アクションパッドは体圧を極限まで分散させることで、床ずれの防止に優れた力を発揮します。

### 蒸れ防止効果


アクションパッドは、温度のこもらない性質をもっています。通常の使用においては、パッド自体の温度が体温以上に上がることがなく発汗による蒸れを防ぎます。グラフ3は、介護用品と接する温度を示したものです。スポンジや空気タイプのものは皮膚温が上がりすぎ、蒸れの原因となりかねません。ウォーターベッドでは、

逆に皮膚温が下がりすぎ不快感を与える原因になっています。アクションパッドは皮膚温を適温のまま一定に保つので、いつも快適です。


※データは、すべてアメリカの公的機関による試験により得られたものです。



グラフ1 今までの介護用品との特性比率



グラフ2 荷重一押込曲線(グラフ曲線上の数字1~4は、クッション中央下の圧力を示し、単位はkPa(1kPa=52mmHg))



グラフ3 皮膚温度の変化