

手術室で必要な機能満載の床ずれ防止用具

手術室用 すやり



生命を包む世界品質

ACTION
JAPAN


そのまま使うもよし！切っても曲げてても組み合わせてもよし！

圧力
分散

ずれ力
吸収

通気性

自由に
カット



丸洗い
OK

エコテックス
クラス1
取得

耐薬品性

耐久性



すやりは、世界中に販売実績をもつヨーロッパ最大級のユーロフォーム社が製造しています。

床ずれ三大要因（圧力・ずれ力・湿潤）と、手術室で求められる安定、低床、洗浄などの要因をバランスよく調整しました。

8万回圧縮テストで約99%の復元率や耐薬品・生理食塩水などに優れ、国内でも多数の評価施設から「消耗品の域を超えている」との高評価をいただいています。

手術中の床ずれ防止に自信をもってお勧めします。

すやりの手術室向け4大特長です！

用途に合わせ、簡単にカット！




必要なサイズ、形状に合わせて、自由にカットができます。切りクズは、ほとんど出ません。

*カーブのあるカットなどは多少のコツが必要です。また、厚みを薄くするためのカットはできません。


底つきと蒸れに強いです！

柔軟性と底つきのバランスに長け、局所圧がかかる側臥位でもしっかりと受け止めて圧分散をします。また一般的な低反発ウレタンの20倍近い通気性は、蒸れにくく安心です。

代表的な低反発マットレス



手術室用すやり




低温でもほとんど硬化しません！

右図は、室温26℃仰臥直後の圧分布です。低温で硬化する低反発と違い、すやりは温度の影響をほとんど受けません。


代表的な低反発マットレス



手術室用すやり



曲げや巻き付けも得意です！



支持台へ取り付けたり丸めるときに、波がカーブに順応し、歪みを吸収しますので、圧分散能力にほとんど影響しません。

商品名	品番	サイズ／重量	定価(税抜)	材質
手術台用すやり	SO5010N	50 x 190 x 6 cm 重さ：2.6 kg	¥50,000	ウレタンフォーム (オーストリア製)
カット用すやり	SO4010N	40 x 190 x 6 cm 重さ：2.0 kg	¥36,000	

医療・介護業界
発売元

生命を包む世界品質
ACTION
JAPAN

アクションジャパン株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16
アクションジャパンビル
TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索



商品についてのお問い合わせやモニター品のご要望は